

Western 一抗稀释液

产品简介:

Western 一抗稀释液(Primary Antibody Dilution Buffer)可以用于 Western 时一抗的稀释和配制。使用本 Western 一抗稀释液稀释和配制的一抗可以在 4℃ 保存和使用不少于六个月，可以反复多次用于 Western，节约抗体。按照每个一抗稀释 10 毫升计算，每一瓶的 Western 一抗稀释液可以稀释 10 个或 10 次一抗。

产品编号	产品名称	规格	保存条件
REWB102	一抗稀释液	100mL*5	2-8℃

使用说明:

参考所用的一抗的说明，以及样品中目的蛋白的含量，按照适当比例例如 1:1000、1:500 等比例稀释一抗。一抗稀释后即可直接用于 Western。一次 Western 结束后，可以回收稀释的一抗，4℃ 保存，以用于下次的 Western。

注意事项:

1. 为了能使抗体可以反复多次使用，建议尽量在 4℃ 进行一抗和蛋白膜的结合反应，以减缓一抗的衰减速度。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

2-8℃ 保存一年